

# MASQUES

DE PROTECTION  
RESPIRATOIRE



Masque FFP2 4 couches.  
Fixations auriculaires élastiques



Masques FFP2NR norme

CE 2834

EN149 :2001+A1 :2009

BOÎTE ANGLAIS / FRANÇAIS

## CONSEIL D'UTILISATION



- HYPOALLERGÉNIQUE
- BARETTE NASALE AJUSTABLE
- Efficacité de filtration bactérienne >95%
- Dimension : 16cm – 10.5cm
- Conditionnement : boîte de 50 unités  
Composition: Tissu non tissé de fusion-soufflage.

Il est conseillé de changer de masques  
toutes les 4 heures ou des qu'il présente  
des traces d'humidité.

Conserver dans un environnement sec.  
Eviter les températures excédant 30°C